

## 建议的缓冲液

建议与 **Nanoselector 琼脂糖** 产品配合使用的缓冲液:

缓冲液	成分
裂解缓冲液	10 mM Tris/Cl pH 7.5、150 mM NaCl、0.5 mM EDTA、0.5 % NP40、蛋白酶抑制剂混合物和 1 mM PMSF
RIPA 缓冲液	10 mM Tris/Cl pH 7.5、150 mM NaCl、0.5 mM EDTA、0.1 % SDS、1 % Triton™ X-100、1% 脱氧胆酸盐、DNase、MgCl <sub>2</sub> (fc 2.5 mM)、蛋白酶抑制剂混合物和 PMSF (fc 1 mM) )
稀释缓冲液	10 mM Tris/Cl pH 7.5、150 mM NaCl、0.5 mM EDTA、蛋白酶抑制剂混合物和 PMSF
漂洗缓冲液	10 mM Tris/Cl pH 7.5、150 mM 氯化钠、0.5 mM EDTA
2x SDS 样品缓冲液	120 mM Tris/Cl pH 6.8、20% 甘油、4% SDS、0.04% 溴酚蓝、10% β-巯基乙醇